

REGISTRO PRESTAZIONI

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
ACIDI BILIARI BASALI	ENZIMATICO	SIERO	FINO A 6	µm/l	-
ACIDO 5 IDROSSINDOL-ACETICO URINARIO	HPLC	URINE 24 h	2-10	mg/24h	-
ACIDO FOLICO	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	3-17	ng/ml	IMMULITE
ACIDO IPPURICO	COLORIMETRICO	URINE 24 h	200-1600	mg/24h	-
ACIDO METIL IPPURICO	CHIMICO	URINE 24 h	160-640	mg/24h	-
ACIDO VALPROICO	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	RANGE TERAPEUTICO 50-100	µg/ml	IMMULITE
ACIDO VANIL MANDELICO	HPLC	URINE 24 h	2.0 – 7.0	mg/24 h	-
ACTH	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	PLASMA	6-80	pg/ml	IMMULITE
ADRENALINA	HPLC	PLASMA	2.0 – 20.0	pg/ml	-
ALBUMINEMIA	COLORIMETRICO	SIERO	3.8-5.1	g/dl	OLYMPUS AU 400
ALBUMINURIA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	URINE 24 h	FINO A 0.20	mg/24 h	IMMULITE
ALDOLASI	ENZIMATICO	SIERO	1-7.6	U/l	-
ALDOSTERONE PLASMATICO	RIA	SIERO	Pos. orto 35-300 Pos.clino 8-150	pg/ml	GAMMATOM DELTA 312
ALDOSTERONE URINARIO	RIA	URINE 24 h	0.6-11.2	µg/24 h	GAMMATOM DELTA 312
ALFA 1 GLICOPROTEINA AC.	IMMUNO-TURBIDIMETRICO	SIERO	32 - 117	mg/dl	-
ALFA 1 ANTITRIPSINA	IMMUNO-NEFELOMETRICO	SIERO	190-350	mg/dl	-
ALFA FETOPROTEINA (αFP)	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	IMMULITE
ALT/GPT	CINETICO	SIERO	UOMO 10-37 DONNA 10-31	U/l	OLYMPUS AU 400
AMILASEMIA	CINETICO	SIERO	FINO A 220	U/l	COBAS MIRA
AMILASURIA	CINETICO	URINE SPONTANEE	FINO A 900	U/l	COBAS MIRA
AMMONIEMIA	MICRODIFFUSIONE	SANGUE INTERO	FINO A 17	µg/dl	AMMONIA CHECKER II
ANA – ANTICORPI ANTI NUCLEO	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGOPLUS
ANCA- ANTICORPI CITOPL.NEUTROFI	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGOPLUS
ANDROSTENEDIONE	RIA	SIERO	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	GAMMATOM DELTA 312
ANFETAMINE URINARIE	FPIA	URINE SPONTANEE	ASSENTI	–	OLYMPUS AU 400
ANTI HBC	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	ASSENTI	–	IMMULITE
ANTI HBS	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	ASSENTI	–	IMMULITE
ANTI HBC- IgM	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS BIOMERIEUX

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
ANTI HBE	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS BIOMERIEUX
ANTI HCV –EPATITE C	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTIBIOGRAMMA	DIFFUSIONE IN AGAR	MATERIALE BIOLOGICO	–	–	–
ANTICORPI ANTI-MUSCOLO LISCIO	IMMUNO-FLUORESCENZA	SIERO	ASSENTI	–	MICROSCOPIO BALPLAN BAUSCH & LOMB
ANTICORPI ANTI-SSA/RO ENA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-SSB/LA ENA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI LKN	IMMUNO-FLUORESCENZA	SIERO	ASSENTI	–	MICROSCOPIO BALPLAN BAUSCH & LOMB
ANTICORPI ANTI-CARDIOLIPINA IgG	ELISA	SIERO	NEGATIVO< 7 BORDLINE 7-10 POSITIVO>10	U/ml	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-CARDIOLIPINA IgM	ELISA	SIERO	NEGATIVO< 4 BORDLINE 4-7 POSITIVO>7	U/ml	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-DNA NATIVO	IMMUNO-FLUORESCENZA	SIERO	NEGATIVO< 10 BORDLINE 10-15 POSITIVO>15	TITOLO	MICROSCOPIO BALPLAN BAUSCH & LOMB
ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IgA - IgG	IMMUNO-FLUORESCENZA	SIERO	ASSENTE	TITOLO	MICROSCOPIO BALPLAN BAUSCH & LOMB
ANTICORPI ANTI-EPATITE C -CONFERMA	LIA	SIERO	NEGATIVO	–	–
ANTICORPI ANTI-FRAZ.MICROSOMIALE ABTPO	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	FINO A 35	IU/ ml	IMMULITE
ANTICORPI ANTI-GLIADINA (AGA) IgG	ELISA	SIERO	NEG. FINO 3 ANNI < 30 NEG. PIU' 3 ANNI < 18 POSITIVO > 18	U/ml	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-GLIADINA (AGA) IgA	ELISA	SIERO	0-15	U/ml	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-HIV IgG	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS BIOMERIEUX
ANTICORPI ANTI-INSULINA	ELISA	SIERO	5-25	μU/ ml	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-LISTERIA	LATEX	SIERO	NEGATIVO	–	–
ANTICORPI ANTI-MITOCONDRI	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-MUCOSA GASTRICA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-RECETTORI TSH	RIA	SIERO	FINO A 14	U/l	GAMMATOM DELTA 312
ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA-ABHTG	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	FINO A 40	IU/ml	IMMULITE
ANTICORPI ANTI-VARICELLA IgG	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTICORPI ANTI-VARICELLA IgM	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ANTIGENE DELTA IgM	RIA	SIERO	ASSENTI	–	GAMMATOM DELTA 312
ANTITROMBINA III	IMMUNODIFFUSIONE	PLASMA	22 - 40	mg/dl	VISIVO
APOLIPOPROTEINA B	IMMUNO-NEFELOMETRICO	SIERO	UOMO 55-65 DONNA 60-140	mg/dl	COBAS MIRA

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
APTOGLOBINA	IMMUNO-NEFELOMETRICO	SIERO	100-300	mg/dl	COBAS MIRA
AST/GOT	CINETICO	SIERO	UOMO 10 – 37 DONNA 10-31	U/ l	OLYMPUS AU 400
AZOTEMIA	CINETICO	SIERO	10-50	mg/dl	OLYMPUS AU 400
AZOTURIA	CINETICO	URINE 24 h	7-16	g/24 h	OLYMPUS AU 400
BARBITURICI	FPIA	SIERO	LIVELLO TERAPEUTICO: 15-40	mcg/ml	OLYMPUS AU 400
BENZODIAZEPINE URINARIE	FPIA	URINE SPONTANEE	ASSENTI	–	–
BETA 2 MICRO-GLOBULINA	ELISA	SIERO	1-2.5	mg/l	MAGO PLUS
BETA 2 MICRO-GLOBULINA URINARIA	ELISA	URINE 24 h	0.03-0.37	mg/l	MAGO PLUS
BETA HCG	ELFA	SIERO	VEDI TABELLA	Mui/ ml	VIDAS BIOMERIEUX
BILIRUBINA TOTALE	COLORIMETRICO	SIERO	FINO A 1	mg/dl	OLYMPUS AU 400
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	COLORIMETRICO	SIERO	TOT.FINO A 1 DIR. FINO A 02	mg/dl	OLYMPUS AU 400
C ₁ INATTIVATORE	IMMUNO-NEFELOMETRICO	SIERO	15-35	mg/dl	–
C3	IMMUNO-DIFFUSIONE	SIERO	70 - 170	mg/dl	–
C4	IMMUNO-DIFFUSIONE	SIERO	18 - 50	mg/dl	–
CA 125- O.C.A.	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	< 35	U/ml	IMMULITE
CA 15-3 ANTIGENE CA. MAMMELLA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	< 39.3	U/ml	IMMULITE
CA 19-9 GICA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	< 33	U/ml	IMMULITE
CA 50	IRMA	SIERO	FINO A 50	U/ml	–
CA 72.4	IRMA	SIERO	FINO A 5	U/ml	–
CALCEMIA	COLORIMETRICO	SIERO	8.1-10.4	mg/dl	OLYMPUS AU 400
CALCIO URINE	COLORIMETRICO	URINE 24 h	100-300	mg/24 h	OLYMPUS AU 400
CALCITONINA	IRMA	SIERO	FINO A 50	pg/ml	–
CANNABINOIDI URINARI	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	URINE	ASSENTI	–	IMMULITE
CARBAMAZEPINA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	LIVELLO TERAPEUTICO: 4-12	mcg/ml	IMMULITE
CATECOLAMINE URINARIE TOTALI	HPLC	URINE 24 h	2-20	ng/24 h	–
CEA –ANTIG.CARCINO-EMBRIONALE	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	FINO A 10	ng/ml	IMMULITE
CELLULE L.E.	MICROSCOPICO	SANGUE INTERO	NEGATIVO	–	–
CITOMEGALOVIRUS IgG	ELFA	SIERO	VEDI TABELLA	UI/ml	VIDAS BIOMERIEUX
CITOMEGALOVIRUS IgM	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS BIOMERIEUX

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
CERULOPLASMINA	IMMUNO-NEFELOMETRICO	SIERO	15 - 60	mg/dl	COBAS MIRA
CLEARANCE DELLA CREATININA	COLORIMETRICO	URINE 24 h	74 – 160	ml/min	OLYMPUS AU 400
CLEARANCE DELLA UREA	CINETICO	URINE 24 h	C _M 85- 131 C _s 76 – 125	%	OLYMPUS AU 400
CLOREMIA	ISE	SIERO	97-110	mEq/l	OLYMPUS AU 400
COLORO URINE	ISE	URINE 24 h	110-250	mEq/l	OLYMPUS AU 400
COCAINA URINARIA	FPIA	URINE SPONTANEE	ASSENTE	–	OLYMPUS AU 400
COLESTEROLO HDL	COLORIMETRICO	SIERO	OLTRE 35	mg/dl	OLYMPUS AU 400
COLESTEROLO LDL	VALORE DERIVATO	SIERO	FINO A 150	mg/dl	–
COLESTEROLO TOTALE	ENZIMATICO COLORIMETRICO	SIERO	FINO A 200	mg/dl	OLYMPUS AU 400
COLINESTERASI	CINETICO	SIERO	4500 - 12500	U/l	COBAS MIRA
COLTURA DELL'ESPELTORATO	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	MATERIALE BIOLOGICO	NEGATIVA	–	–
COLTURA LIQUIDO SPERMATICO	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	SPERMA	NEGATIVA	–	–
COLTURA TAMPONE FARINGEO	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	MATERIALE BIOLOGICO	NEGATIVA	–	–
COLTURA TAMPONE NASALE	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	MATERIALE BIOLOGICO	NEGATIVA	–	–
COLTURA TAMPONE VAGINALE	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	MATERIALE BIOLOGICO	NEGATIVA	–	–
COLTURA TAMPONE RETTALE	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	MATERIALE BIOLOGICO	NEGATIVO	–	–
CONTA EOSINOFILI	AUTOMATICO	SANGUE INTERO	50-300	/ mmc	PENTRA 80
CONTA RETICOLOCITI	AUTOMATICO	SANGUE INTERO	0.6-2.6	%	PENTRA 80
CONTA DI ADDIS (URINE 12 h)	MICROSCOPICO	URINE 12 h	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	MICROSCOPIO
CONTA DI ADDIS (URINE 24 h)	MICROSCOPICO	URINE 24 h	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	MICROSCOPIO
CONTA LEUCOCITI	AUTOMATICO	SANGUE INTERO	3.6-10	mg/mmc	PENTRA 80
COPROCOLTURA	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	FECI	NEGATIVA	–	–
CORTISOLO SIERO	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	MATTINO 5-25 SERA 2 - 9	ng/ml	IMMULITE
CORTISOLO URINE	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	URINE 24 h	30 - 120	µg/24 h	IMMULITE
CPK- CREATINFOSFO-CHINASI	CINETICO	SIERO	UOMO 25-195 DONNA 25-170	U/ l	COBAS MIRA
CREATININEMIA	COLORIMETRICO	SIERO	UOMO 0.8-1.3 DONNA 0.6-1.0	mg/dl	OLYMPUS AU 400
CREATININURIA	COLORIMETRICO	URINE 24 h	UOMO 14-26 DONNA 11-20 13 – 14 ANNI 12.5-17.5 2 ANNI 5.6-7.0	mg/kg/24 h	OLYMPUS AU 400
CRIOGLOBULINA	PRECIPITAZIONE	SIERO + SANGUE INTERO	NEGATIVO	%	-

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
CRIOCRITO	PRECIPITAZIONE	SIERO	NEGATIVO	%	-
CUPREMIA	COLORIMETRICO	SIERO	80 - 155	µg/dl	OLYMPUS AU 400
CURVA GLICEMICA DA CARICO (6 DETERMINAZIONI)	TEST DINAMICO	SIERO SANGUE CAPILLARE	VEDI TABELLA VEDI TABELLA	mg/dl mg/dl	OLYMPUS AU 400 RIFRATTOMETRO
CURVA GLICEMICA DA CARICO (3 DETERMINAZIONI)	TEST DINAMICO	SIERO SANGUE CAPILLARE	VEDI TABELLA VEDI TABELLA	mg/dl mg/dl	OLYMPUS AU 400 RIFRATTOMETRO
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	RIA	SIERO	VEDI TABELLA	ng/dl	GAMMATOM DELTA 312
DHEA - DEIDROEPIANDROSTERONE PLASMATICO	RIA	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	GAMMATOM DELTA 312
DHEA-S	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	0.35 – 4.30	mg/dl	IMMULITE
DHT DIIDROTESTOSTERONE	RIA	SIERO	40.0 - 100.0	ng/dl	GAMMATOM DELTA 312
DIGOXINA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	LIVELLO TERAPEUTICO: 0.8-2	ng/ml	IMMULITE
ECHINOCOCCOSI	EMO-AGGLUTINAZIONE	SIERO	<1:100	–	-
EMATOCRITO - HTC	AUTOMATICO	SANGUE INTERO	VEDI TABELLA	%	PENTRA 80
EMOCROMO CON FORMULA	AUTOMATICO	SANGUE INTERO	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	PENTRA 80
EMOGLOBINA A2	CROMATOGRAFICO	SANGUE INTERO	FINO A 3	%	HEMISPEC PLUS
EMOGLOBINA FETALE	MIGRAZIONE ELETTROFORETICA	SANGUE INTERO	ADULTI 0.5-2	%	DENSITOMETRO CIAMPOLINI
EPSTEIN-BARR VIRUS IgG ANTI – EBNA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
EPSTEIN-BARR VIRUS IgM ANTI – VCA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
EPSTEIN-BARR VIRUS IgG ANTI – VCA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
EPSTEIN-BARR VIRUS IgM ANTI – EBNA	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
ESAME CITOLOGICO URINARIO	MICROSCOPICO	URINE SPONTANEE	NEGATIVO	–	–
ESAME CALCOLI URINARI	CHIMICO	CALCOLI	–	–	–
ESAME CHIMICO-MICROSCOPICO DELLE FECI	MACRO-MICROSCOPICO	FECI	ASSENTI	–	MICROSCOPIO
ESAME CITOLOGICO ESPETTORATO	MICROSCOPICO	SECREZIONE BRONCHIALE	NEGATIVO	–	–
ESAME COLTURALE	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	MATERIALE BIOLOGICO	NEGATIVO	–	–
ESAME PARASSITOLOGICO FECI	MACRO-MICROSCOPICO	FECI	ASSENTI	–	MICROSCOPIO
ESAME URINE	CHIMICO-MICROSCOPICO	URINE	–	–	URISCAN PRO

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
ESAME LIQUIDO SPERMATICO	MICROSCOPICO	SPERMA	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	SQA II ANALYZER
ESTRIOLO PLASMATICO TOTALE	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	pg/ml	IMMULITE
ESTRONE PLASMATICO	RIA	SIERO	VEDI TABELLA	pg/ml	GAMMATOM DELTA 312
FDP (PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO)	TEST AL LATTICE	PLASMA	FINO A 10	µg/ml	-
FERRITINA	IMMUNOMETRICO	SIERO	UOMINI 20-300 DONNE 10-120	ng/ml	OLYMPUS AU 400
FIBRINOGENO	NEFELOMETRICO	PLASMA	188-594	mg/dl	ACL 300
FOSFATASI ACIDA	ENZIMATICO	SIERO	0 - 4.7	U/l	COBAS MIRA
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA	ENZIMATICO	SIERO	VEDI TABELLA	U/l	COBAS MIRA
FOSFATASI ALCALINA	CINETICO-COLORIMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	U/l	OLYMPUS AU 400
FOSFOLIPIDI	ENZIMATICO-COLORIMETRICO	SIERO	150-270	mg/100ml	COBAS MIRA
FOSFOREMIA	COLORIMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	mg/dl	OLYMPUS AU 400
FOSFORO URINE	COLORIMETRICO	URINE 24 h	VEDI TABELLA	gr/24 h	OLYMPUS AU 400
FREE PSA	ELFA	SIERO	FINO A 1.6	ng/ml	VIDAS
FRUTTOSAMINA	COLORIMETRICO	SIERO	FINO A 300	mmol/l	COBAS MIRA
FSH	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	MUI/ml	IMMULITE
FT3	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	1.5 - 4.1	pg/ml	IMMULITE
FT4	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	0.8 - 1.9	ng/dl	IMMULITE
G6PDH	CINETICO	SANGUE INTERO SIERO	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	OLYMPUS AU 400
GAMMAGT	CINETICO COLORIMETRICO	SIERO	UOMO 10-49 DONNA 7-32	U/l	OLYMPUS AU 400
GLICEMIA	ENZIMATICO	SIERO	70-110	mg/dl	OLYMPUS AU 400
GLICOSURIA	ENZIMATICO	URINE SPONTANEE	ASSENTE	mg/dl	OLYMPUS AU 400
GRUPPO SANGUIGNO/ FATTORE RH	AGGLUTINAZIONE	SANGUE INTERO	-	-	-
H. PYLORI (ANTICORPI IgG)	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	0 - 10	UA/ml	IMMULITE
HAV IgG	ELFA	SIERO	ASSENTI	-	VIDAS BIOMERIEUX
HAV IgM	ELFA	SIERO	ASSENTI	-	VIDAS BIOMERIEUX
HB GLICOSILATA	CROMATOGRAFICO	SANGUE INTERO	4.3-7.7	%	HEMESPEC PLUS
HBS Ag	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	NEGATIVO	-	VIDAS
HCV RNA	PCR	PLASMA	NEGATIVO	-	-
ANTIGENE DELTA	RIA	SIERO	NEGATIVO	-	GAMMATOM DELTA 312

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
HBC IgM	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	ASSENTI	–	IMMULITE
HBE Ag	ELFA	SIERO	NEGATIVO	–	VIDAS BIOMERIEUX
HERPES SIMPLEX 1-2 IgM	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	NEGATIVO	–	IMMULITE
HERPES SIMPLEX 1-2 IgG	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	NEGATIVO	–	IMMULITE
HGH (ORMONE SOMATOTROPO)	IRMA	SIERO	FINO A 10	ng/ml	–
HPL SIERO	IRMA	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	–
HTL V _T 1	AGGLUTINAZIONE PASSIVA	SIERO	ASSENTI	–	–
IDENTIFICAZIONE BATTERICA	BATTERIOLOGICO	MATERIALE BIOLOGICO	–	–	–
IDROSSIPROLINA URINARIA	HPLC	URINE 24 h	15 - 45	mg/24 h	–
IgE TOTALI	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TAB.	IU/ml	IMMULITE
IMM. COMPLESSI CIRCOLANTI	IMMUNO-NEFELOMETRICO	SIERO	FINO A 4.50	ncg/ml	–
IMMUNOGLOBULINE IgG	IMMUNODIFFUSIONE	SIERO	VEDI TABELLA	mg/dl	VISIVO
IMMUNOGLOBULINE IgA	IMMUNODIFFUSIONE	SIERO	VEDI TABELLA	mg/dl	VISIVO
IMMUNOGLOBULINE IgM	IMMUNODIFFUSIONE	SIERO	VEDI TABELLA	mg/dl	VISIVO
INSULINA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	5 - 25	μU/ ml	IMMULITE
INTRA-DERMO REAZ. DI MANTOUX	SECONDO ROSENTAL	–	NEGATIVA	–	–
L.D.H.	CINETICO	SIERO	VEDI TABELLA	U/l	COBAS MIRA
LAC LUPUS ANTICOAGULANTE	COAGULATIVO	PLASMA	VEDI TABELLA	Secondi	–
LAP	CINETICO	SIERO	8-22	U/l	–
LH	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	mIU/ml	IMMULITE
LIPASI	CINETICO	SIERO	6 - 60	U/l	OLYMPUS AU 400
LITIEMIA	FOTOMETRIA A FIAMMA	SIERO	0.40 – 1.50	mEq/l	–
MAGNESIO	COLORIMETRICO	SIERO	1.9-2.5	mg/dl	OLYMPUS AU 400
MAGNESIO URINE	COLORIMETRICO	URINE 24 h	24-255	mg/24 h	OLYMPUS AU 400
MCA SIERO	EIA	SIERO	FINO A 14.5	U/ml	–
MICROALBUMINURIA	IMMUNO-NEFELOMETRICO	URINE SPONTANEE	FINO A 3.0	mg/dl	OLYMPUS AU 400
MORBILLO IgG	ELISA	SIERO	ASSENTI	–	MAGO PLUS
OPPIACEI URINARI	KIMS	URINE	ASSENTI	–	OLYMPUS AU 400
OSSALURIA	COLORIMETRICO	URINE 24 h	13-38	mg/24 h	–
OSTEOCALCINA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	10.6 – 36.4	ng/ml	IMMULITE

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
MUCOPROTEINE	COLORIMETRICO	SIERO	FINO A 5	mg/dl	COBAS MIRA
NORADRENALINA	HPLC	SANGUE INTERO	100-400	pg/ml	–
PAROTITE IgG	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS
PAROTITE IgM	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS
PEPTIDE C	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	0.5-4	ng/ml	IMMULITE
PERTOSSE IgG	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	–
PERTOSSE IgM	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	–
PIASTRINE	AUTOMATICO	SANGUE INTERO	140-400	10 ³ /ml	COULTER MAXM
POTASSIEMIA	ISE	SIERO	3.5-5.3	mEq/l	OLYMPUS AU400 (MOD.ISE)
POTASSIO URINE	ISE	URINE 24 h	25-120	mEq/l	OLYMPUS AU400 (MOD.ISE)
PROGESTERONE	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	IMMULITE
PROLATTINA (PRL)	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	IMMULITE
PROTEINA C REATTIVA	IMMUNO-TURBIDIMETRICO	SIERO	FINO A 0.5	mg/l	COBAS MIRA
PROTEINE BENCE JONES	IMMUNOFISSAZIONE	URINE SPONTANEE	ASSENTE	–	–
PROTEINE TOTALI	COLORIMETRICO	SIERO	6.4-8.1 FINO A 3 ANNI: 4.6-7	g/dl	OLYMPUS AU 400
PROTEINURIA	COLORIMETRICO	URINE 24 h	20-150	mg/24 h	OLYMPUS AU 400
PROTIDOGRAMMA	ELETTROFORETICO	SIERO	VEDI TABELLA	g %	HE 101
PSA ANTIGENE SPEC. PROSTATICO	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	FINO A 4	mg/ml	IMMULITE
PSA ULTRASENSIBILE III GENERAZIONE	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	FINO A 4	ng/ml	IMMULITE
PTH - PARATORMONE INTATTO	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	9-72	pg/ml	IMMULITE
RAST - IgE SPECIFICHE	ELFA	SIERO	VEDI TABELLA	ARU/ml	VIDAS
REAZIONE DI WIDAL	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO	–	–
REAZIONE DI WIDAL WRIGHT	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO	–	–
REAZIONE WRIGHT ANTICORPI ANTI-BRUCELLA	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO	–	–
RENINA ATTIVA	IRMA	PLASMA	Pos.orto 4.2-45.6 Pos.clino 3-282	pg/ml	–
REUMA TEST	AGGLUTINAZIONE	SIERO	FINO A 20	UI/ ml	
RICERCA BK NELL' ESPETTORATO	MICROSCOPICO	ESPETTORATO	NEGATIVO	–	MICROSCOPIO
RICERCA BK NELLE URINE	MICROSCOPICO	URINE SPONTANEE	NEGATIVO	–	MICROSCOPIO

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
RESISTENZE OSMOTICOGLOBULARI-TEST DI SIMMEL	SIMMEL	SANGUE INTERO	NEGATIVO	–	–
RETRAZIONE DEL COAGULO	COAGULAZIONE SPONTANEA	SANGUE INTERO	VEDI TABELLA	–	BAGNOMARIA C. ERBA
ROTAVIRUS FECAL- RICERCA DIRETTA	LATEX	FECI	NEGATIVO	–	–
RUBEO TEST IgG	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	NON IMMUNE: fino a 10 DUBBIO: 10-15 IMMUNE: oltre 15	UI/ ml	IMMULITE
RUBEO TEST IgM	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS
S. PYOGENES SU TAMPONE FARINGEO	IMMUNOLOGICO	MATERIALE BIOLOGICO	–	–	–
S.H.B.G.-SEX HORM. BINDING GLOB.	CHEMILUMINESCENZA	SIERO	VEDI TABELLA	mmoli/l	–
SANGUE OCCULTO NELLE FECI	CHIMICO	FECI	NEGATIVO	–	–
SCOTCH-TEST RICERCA OSSIIURI	MICROSCOPICO	SECONDO ISTRUZIONI	NEGATIVA	–	MICROSCOPIO
SIDEREMIA	COLORIMETRICO	SIERO	UOMO 53-167 DONNA 49-151	µg/dl	OLYMPUS AU 400
SODIEMIA	ISE	SIERO	135-148	mEq/l	OLYMPUS AU400 (MOD.ISE)
SODIO URINE	ISE	URINE 24 h	40-220	mEq/l	OLYMPUS AU400 (MOD.ISE)
STREPTOZYME TEST	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO		–
T4	ELFA	SIERO	4.7 – 11.5	mcg/dl	VIDAS
T3	ELFA	SIERO	0.95 – 2.5	mmoli/l	VIDAS
TAS -TITOLO ANTI STREPTOLISINICO	IMMUNO-TURBIDIMETRICO	SIERO	FINO A 180	U.A.S.	COBAS MIRA
TASSO DI PROTROMBINA (PT)	NEFELOMETRICO	PLASMA	VEDI TABELLA	%	ACL 300
TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	NEFELOMETRICO	PLASMA	28-40	SEC.	ACL 300
TEMPO DI COAGULAZIONE	VISIVO	SANGUE CAPILLARE	24	min.	–
TEMPO DI EMORRAGIA	VISIVO	SANGUE CAPILLARE	FINO A 6	min.	–
TEOFILLINEMIA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	LIVELLO TERAPEUTICO: 10-20	mcg/ml	IMMULITE
TEST DI COOMBS DIRETTO	AGGLUTINAZIONE	SANGUE INTERO	NEGATIVO	–	–
TEST DI COOMBS INDIRETTO	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO	–	–
TEST DI DIBUCAINA	ENZIMATICO-CINETICO	SIERO	VEDI TABELLA	%	COBAS MIRA
TESTOSTERONE LIBERO	RIA	SIERO	0.7-4	pg/ml	GAMMATOM DELTA 312
TIREOGLOBULINA HTG	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	FINO A 68	ng/ml	IMMULITE
TOXOTEST IgG	ELFA	SIERO	NON IMMUNE: fino a 8 DUBBIO: 8-10 IMMUNE :oltre 10	UI/ml	VIDAS

DENOMINAZIONE ESAME	METODO	TIPO DI CAMPIONE	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA	STRUMENTO USATO
TEST IMMUNO-CHIMICO DI GRAVIDANZA	IMMUNOLOGICO SU CARD	URINE SPONTANEE	NEGATIVO	–	–
TESTOSTERONE	ELFA	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	VIDAS
TOXOTEST IgM	ELFA	SIERO	ASSENTI	–	VIDAS
TPA	IRMA	SIERO	FINO A 85	U/l	–
TPHA	AGGLUTINAZIONE DIRETTA	SIERO	NEGATIVO	–	–
TRANSFERRINEMIA	IMMUNO-TURBIDIMETRICO	SIERO	200 - 400	mg/dl	VISIVO
TRANSFERRINEMIA INSATURA - U.I.B.C.	VALORE DERIVATO	SIERO	VEDI TABELLA	mg/dl	–
TRH TEST PER TSH	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	0.4 – 4.0	µUI/ml	IMMULITE
TRH TEST PER PROLATTINA	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	IMMULITE
TRI TEST	RIA	SIERO	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	GAMMATOM DELTA 312
TRICHOMONAS VAGINALIS	MICROSCOPICO	URINE	ASSENTI	–	MICROSCOPIO
TRIGLICERIDI	ENZIMATICO COLORIMETRICO	SIERO	FINO A 175	mg/dl	OLYMPUS AU 400
TSH	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	0.4 – 4.0	µUI/ml	IMMULITE
URICEMIA	ENZIMATICO COLORIMETRICO	SIERO	UOMO 3.6-8.2 DONNA 2.3-6.1	mg/dl	OLYMPUS AU 400
URICURIA	ENZIMATICO COLORIMETRICO	URINE 24 h	UOMO 350-800 DONNA 250-750	mg/24 h	OLYMPUS AU 400
URINOCOLTURA	SEMINA SU AGAR SPECIFICO	URINE SPONTANEE	NEGATIVO	n°/ml	MICROSCOPIO
V.D.R.L.	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO	–	–
V.E.S. DOPO 1 h	SEDIMENTAZIONE	SANGUE INTERO	UOMO 1-10 DONNA 1-13	mm	VES MATIC 20
VITAMINA B12	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	200-950	pg/ml	IMMULITE
WAALER-ROSE	AGGLUTINAZIONE	SIERO	NEGATIVO	–	–
XILOSIO EMATICO	COLORIMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	mg/dl	–
XILOSIO URINARIO	COLORIMETRICO	URINE SPONTANEE	VEDI TABELLA	VEDI TABELLA	–
11 OSSICORTICO-STEROIDI TOTALI	COLORIMETRICO	URINE 24 h	5-10	mg/24 h	–
17 BETA ESTRADIOLO (E2)	DOSAGGIO IMMUNOMETRICO	SIERO	VEDI TABELLA	pg/ml	IMMULITE
17 IDROSSI PROGESTERONE	RIA	SIERO	VEDI TABELLA	ng/ml	GAMMATOM DELTA 312
17 KETOSTEROIDI URINARI TOTALI	COLORIMETRICO	URINE 24 h	UOMO 10-22 DONNA 6-18	mg/24 h	–

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
ALFA FETOPROTEINA (α FP)	218	UOMO-DONNA fino a 5 In gravidanza: 15 sett. 12.5 - 50 16 sett. 14.5 - 58 17 sett. 17.0 - 68 18 sett. 19.5 - 78 19 sett. 22.5 - 90 20 sett. 26.0 - 104 21 sett. 30.0 - 120	ng/ml
ANDROSTENEDIONE	241	0.30 – 3.90	ng/ml
RENINA ATTIVA	132	Pos. Clinostatica 3.00 – 28.2 Pos. Ortostatica 4.20 – 45.6	ng/ml/24 h
BETA HCG	275	UOMO fino a 3 DONNA fertile fino a 5 In gravidanza: 4-5 sett. 1500 - 23000 5-6 sett. 2400 -135300 6-7 sett. 10500 -161000 7-8 sett. 18000 -209000 8-9 sett. 37500 - 218000 9-10 sett. 42800 - 219000 10-11 sett. 33700 - 218700 11-12 sett. 21800 - 193200 12-13 sett. 20300 – 166100	mUI/ ml

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
DHEA DEIDROEPIANDRO- STERONE PLASMATICO	326	gg. ciclo 1 - 11 2.2 - 11.10 gg. ciclo 12 - 17 4.1 - 12.00 gg. ciclo 18 - 28 2.8 - 10.90 menopausa 0.7 - 2.10	ng/ml
EMATOCRITO HTC	33	UOMO 40 - 48 DONNA 37 - 44 BAMBINI 36 - 44	%
EMOCROMO CON FORMULA	32	LEUCOCITI 4 - 10 ERITROCITI UOMO 4.600 - 5.800 DONNA 4.000 - 5.200 EMOGLOBINA UOMO 14 - 17 DONNA 11.5 - 16 EMATOCRITO UOMO 41 - 52 DONNA 35 - 47 M.C.V. 78 - 95 M.C.H. 27 - 34 M.C.H.C. 32 - 36 FORMULA LEUCOCITARIA - NEUTROFILI 35 - 77 - EOSINOFILI 0.5 - 7 - BASOFILI 0.2 - 2 - LINFOCITI 20 - 55 - MONOCITI 2.5 - 12.5	10 ³ /µl 10 ⁶ /µl g/100ml % fl pg % %
ESTRONE PLASMATICO	271	gg. ciclo 1 - 15 30 - 120 16 - 28 100 - 275	pg/ml

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
FOSFATASI ACIDA	69	0.0 - 4.7	U/ l
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA	70	TOTALE: 0.0 - 4.7 PROSTATICA: fino a 3.00	U/ l
FOSFATASI ALCALINA	68	BAMBINI fino a 15 anni fino a 640 BAMBINI 15 -17 anni fino a 480 DONNA 64 - 300 UOMO 80 - 300	U/ l
FOSFOREMIA	92	ADULTI 2.6 - 4.5 BAMBINI 3.6 - 5.9	mg/dl
FOSFORO URINE	98	ADULTI fino a 1.3 BAMBINI fino a 0.8	gr/24 h
FSH	205	UOMO : 0.7 – 11.1 DONNA: Fase follicolare 2.8 – 14.4 Picco ovulatorio 5.8 – 21.0 Fase luteale 1.2 – 9.0 Menopausa 9.7 – 111	mUI/ml
G6PDH	120	> 1.22 ATTIVITA' NORMALE 0.01 – 0.3 ATTIVITA' CARENTE 0.3 - 0.95 ATTIVITA' INTERMEDIA 0.95 – 1.22 con MCV normale ATTIVITA' NORMALE 0.95 – 1.22 con MCV basso ATTIVITA' INTERMEDIA	

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
IGE TOTALI	208	ETA': 0 – 1 fino a 29 1 – 2 fino a 49 2 – 3 fino a 45 3 – 9 fino a 52 adulti fino a 87	IU/ml
L.D.H.	29	ADULTI fino a 480 BAMBINI FINO A 12 ANNI fino a 850 RAGAZZI DA 12 A 17 ANNI MASCHI fino a 683 FEMMINE fino a 436	U/l
LAC LUPUS ANTICOAGULANTE	407	T. VELENO VIPERA RUSSEL 20 – 44	sec
LH	206	UOMO 0.8 - 7.6 DONNA fase follicolare 1.1 - 11.6 picco ovulatorio 17 - 77 fase luteale fino a 14.7 menopausa > 11.3	MIU/ml
PROGESTERONE	239	UOMO fino a 0.75 DONNA fase follicolare fino a 1.13 picco ovulatorio 0.48 - 1.72 fase luteale 0.95 - 21 menopausa fino a 1.0	ng/ml

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
PROLATTINA (PRL)	226	UOMO 1.5 - 19 DONNA Ciclo 1.3 - 25 Menopausa 0.7 - 19	ng/ml
PROTIDOGRAMMA	166	ALBUMINE 49.00 - 65.00 GLOBULINE ALFA 1 2.00 - 5.00 GLOBULINE ALFA 2 5.50 - 13.00 GLOBULINE BETA 8.50 - 15.50 GLOBULINE GAMMA 11.50 - 21.50	%
RAST – IgE SPECIFICHE	330	- IgE SPECIFICHE ASSENTI O NON EVIDENTI fino a 0.35 - LIVELLO BASSO DI IgE SPECIFICHE 0.35 - 0.7 - LIVELLO MODERATO DI IgE SPECIFICHE 0.7 - 3.5 - LIVELLO ELEVATO DI IgE SPECIFICHE 3.5 - 17.5 - LIVELLO MOLTO ELEVATO DI IgE SPECIFICHE oltre 17.5	ARU/ml
RETRAZIONE DEL COAGULO	121	INIZIO RETRAZIONE: DOPO 1 h RETRAZIONE COMPLETA: ENTRO 24 h	h
S.H.B.G.	273	18.0 - 114.0	mmoli/l
TASSO DI PROTOMBINA (PT)	71	IN TERAPIA 80 - 160 INR 2.4 - 4	%

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
TEST DI DIBUCAINA	26	SOGGETTO NORMALE 75 - 90 SOGGETTO ETEROZIGOTE 35 - 75 SOGGETTO OMOZIGOTE ATIPICO fino a 35	%
TESTOSTERONE	235	DONNE: 0.1 - 0.9 UOMINI: 3.0 - 10.6	ng/dl
TRANSFERRINEMIA INSATURA- UIBC	170	TRANSFERRINA TOTALE 200 - 360 TIBC: capacità tot. di legare Fe 300 - 360 UIBC: transferrina Insatura 155 - 300	mg/dl µgFe/dl µgFe/dl
XILOSIO EMATICO	141	ADULTI Xilosio somministrato Siero/1h Siero/2h 25 g - >33 BAMBINI Xilosio somministrato Siero/1h Siero/2h 5 g >20 - 0.5 g/Kg di peso - 30-40 corporeo fino ad <10 pat. un massimo di 25 g	mg/dl mg/dl

DENOMINAZIONE ESAME	CODICE ESAME	VALORI NORMALI	UNITA' DI MISURA
17 BETA ESTRADIOLO (E2)	237	UOMO fino a 56 DONNA Fase follicolare fino a 160 Picco ovulatorio 34 - 400 Fase luteale 27 - 246 Menopausa fino a 30	pg/ml
17 IDROSSI PROGESTERONE	240	gg. ciclo 5-15 0.20 – 1.00 gg. ciclo 16-28 1.00 – 5.00 In menopausa: 0.10 – 0.50	ng/ml